

6. Powolnym ruchem oddalać od pierścienia zamkniętego magnes neodymowy.
7. Obserwować zachodzące zmiany.
8. Czynności z punktu 4–7 powtórzyć z pierścieniem otwartym.

Efekt:

Gdy zbliżamy do pierścienia zamkniętego magnes neodymowy, on oddala się. Podczas oddalania od pierścienia zamkniętego magnesu neodymowego, on cofa się. Te same czynności powodują, że pierścień przecięty pozostaje w bezruchu, nie reaguje na pole elektromagnetyczne.

Wyjaśnienie:

Ruch magnesu powoduje przepływ prądu indukcyjnego o takim kierunku, że pole magnetyczne wywołane przez ten prąd będzie odpychało biegun magnesu, przeciwdziałając jego ruchowi. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy magnes cofamy. Wtedy zachodzi zmiana kierunku przepływu prądu.

Prawo Lenza lub reguła Lenza, zwana również regułą przekory, określa kierunek zjawisk zachodzących w procesie indukcji elektromagnetycznej. Prąd indukcyjny (prąd wtórny) wzbudzony w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego, ma zawsze taki kierunek, że wytworzone wtórne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie (czyli zmianie pierwotnego pola magnetycznego), która go wywołała.

**Konserwacja**

- przyrząd nieużywany należy chronić przed wilgocią, aby nie narażać elementów aluminiowych na reakcję utleniania.




**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

**OSTRZEŻENIA!**



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. posiada ostre elementy – ryzyko skaleczenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



## Reguła Lenza HG 0095

Wiek

■ 6+



Model przeznaczony jest do doświadczeń fizycznych z zakresu magnetyzmu i elektromagnetyzmu. Przyrząd składa się z dwóch metalowych pierścieni połączonych aluminiową belką, która może swobodnie obracać się na wsporniku. Jeden z pierścieni jest zamkniętą pętlą, drugi posiada szczelinę. Gdy zmienia się strumień magnetyczny pręta, zgodnie z prawem Lenza, prąd zostaje zaindukowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie. Uczniowie mogą zweryfikować prawo, analizując ruch pętli.

- wym. przyrządu: 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

**Budowa produktu:**

Produkt składa się z podstawy z osadzoną igłą, pręta nośnego z otwartym i zamkniętym pierścieniem aluminiowym. Model przed wykonaniem doświadczeń wymaga złożenia.

**Przeprowadzenie doświadczenia:**

1. Wybrać bezwietrzne pomieszczenie i unikać pola magnetycznego.
2. Umieścić aluminiową belkę wraz z pierścieniami na igle wspornika i przymocować za pomocą dostarczonej śruby.
3. Ustabilizować przyrząd.
4. Do pierścienia zamkniętego powolnym ruchem zbliżyć magnes neodymowy (brak w zestawie).
5. Obserwować zachodzące zmiany.

6. Powolnym ruchem oddalać od pierścienia zamkniętego magnes neodymowy.
7. Obserwować zachodzące zmiany.
8. Czynności z punktu 4–7 powtórzyć z pierścieniem otwartym.

#### Efekt:

Gdy zbliżamy do pierścienia zamkniętego magnes neodymowy, on oddala się. Podczas oddalania od pierścienia zamkniętego magnesu neodymowego, on cofa się. Te same czynności powodują, że pierścień przecięty pozostaje w bezruchu, nie reaguje na pole elektromagnetyczne.

#### Wyjaśnienie:

Ruch magnesu powoduje przepływ prądu indukcyjnego o takim kierunku, że pole magnetyczne wywołane przez ten prąd będzie odpychało biegun magnesu, przeciwdziałając jego ruchowi. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy magnes cofamy. Wtedy zachodzi zmiana kierunku przepływu prądu.

Prawo Lenza lub reguła Lenza, zwana również regułą przekory, określa kierunek zjawisk zachodzących w procesie indukcji elektromagnetycznej. Prąd indukcyjny (prąd wtórny) wzbudzony w przewodniku pod wpływem zmiennego pola magnetycznego, ma zawsze taki kierunek, że wytworzone wtórne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie (czyli zmianie pierwotnego pola magnetycznego), która go wywołała.

#### Konserwacja

- przyrząd nieużywany należy chronić przed wilgocią, aby nie narażać elementów aluminiowych na reakcję utleniania.



**nowa szkoła**  
**ul. POW 25, 90-248 Łódź,**  
**www.nowaszkoła.com**  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

#### OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. posiada ostre elementy – ryzyko skaleczenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Reguła Lenza HG 0095

Wiek

■ 6+



Model przeznaczony jest do doświadczeń fizycznych z zakresu magnetyzmu i elektromagnetyzmu. Przyrząd składa się z dwóch metalowych pierścieni połączonych aluminiową belką, która może swobodnie obracać się na wsporniku. Jeden z pierścieni jest zamkniętą pętlą, drugi posiada szczelinę. Gdy zmienia się strumień magnetyczny pręta, zgodnie z prawem Lenza, prąd zostaje zaindukowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie. Uczniowie mogą zweryfikować prawo, analizując ruch pętli.

- wym. przyrządu: 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

#### Budowa produktu:

Produkt składa się z podstawy z osadzoną igłą, pręta nośnego z otwartym i zamkniętym pierścieniem aluminiowym. Model przed wykonaniem doświadczeń wymaga złożenia.

#### Przeprowadzenie doświadczenia:

1. Wybrać bezwietrzne pomieszczenie i unikać pola magnetycznego.
2. Umieścić aluminiową belkę wraz z pierścieniami na igle wspornika i przymocować za pomocą dostarczonej śruby.
3. Ustabilizować przyrząd.
4. Do pierścienia zamkniętego powolnym ruchem zbliżyć magnes neodymowy (brak w zestawie).
5. Obserwować zachodzące zmiany.