





Kształtki rehabilitacyjne



Półwałek szeroki niebieski NS 2275



Półwałek NS 2276



Klin kostka NS 2277




Klin szeroki NS 2278

I. Dane techniczne:

- NS 2275 Półwałek szeroki niebieski o wym. 60 x 30 x 20 cm; kolor: niebieski
- NS 2276 Półwałek o wym. 60 x 20 x 10 cm; kolor: szary
- NS 2277 Klin kostka o wym. 20 x 20 x 20 cm; kolor: niebieski
- NS 2278 Klin szeroki o wym. 40 x 30 x 10 cm; kolor: niebieski
- materiał: pianka, tkanina PCW

SI IN NS 2275_6_7_05/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



II. Zastosowanie: 1.

1. W rehabilitacji (leczeniu usprawniającym) prowadzonym:

a. w schorzeniach (zaburzeniach) CUN (centralnego układu nerwowego), np. mózgowie porażenie dziecięce, niedowład spastyczny lub wiotki, przepuklina oponowo-rdzeniowa, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, encefalopatiach, zespół Downa, dysfunkcje integracji sensorycznej: nadpobudliwość ruchowa, deficyty uwagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia organizacji zachowania.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń: Ćwiczenia wchodzące w zakres terapii metodami neurofizjologicznymi:

- NDT – Bobath
 - integracji sensorycznej (SI)
 - ćwiczenia stymulujące do zmiany pozycji ułożeniowych wokół osi długiej, do pełzania, do czworakowania, samodzielnego siadania, do przyjmowania pozycji stojącej.
 - ćwiczenia stymulujące do samodzielnego chodzenia i doskonalące stereotyp chodu.
 - ćwiczenia równoważne i koordynacyjne.
- b. w zaburzeniach postawy ciała, np. boczne skrzywienie kręgosłupa, pogłębiona kifoza piersiowa (plecy okrągłe), koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń:

- ćwiczenia wchodzące w zakres leczenia (korygowania) postawy ciała.
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (symetryczne i asymetryczne).
- ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy barkowej i biodrowej.
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i korygujące ich ustawienie.

Uwaga! Wszystkie ćwiczenia – szczególnie u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego i z idiopatycznymi bocznymi skrzywieniami kręgosłupa powinny być wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanego terapeuty lub po dokładnym instruktażu!

2. W sporcie

W ćwiczeniach ogólnorozwojowych kształtujących: zwinność, szybkość, gibkość, skoczność i równowagę.

III. Budowa

Przyrządy wykonane są z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości pokrytej antypoślizgową, nieprzemakalną, zmywalną tkaniną PCW. Mogą być wykorzystywane jako samodzielne elementy lub wchodzić w skład zestawu.

IV. Sposób konserwowania

Myć lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie. W celu dezynfekcji wyrobu używać środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

V. Zalecenia

1. Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu, ze względów bezpieczeństwa należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.