



Materac biały do terapii NS 2296



Wiek

- 6 miesięcy+

Materacyk zaprojektowano z myślą o wyposażeniu kąpieliska lustrzanego NS2295, ale doskonale sprawdzi się również jako odrębny element do ćwiczeń, rehabilitacji i zabaw ruchowych.

Materac wykonany z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości, przez co jest niezwykle wygodny, trwały i funkcjonalny. Pokrowiec uszyto z łatwej do utrzymania w czystości tkaniny PCW, nie zawierającej ftalanów i innych związków szkodliwych. Spód z tkaniny antypoślizgowej PCW zapewni stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Specyfikacja

- wym. 142 x 5 x 142 cm;
- kolor: biały;
- materiał: pianka poliuretanowa, tkanina PCW, antypoślizgowa tkanina PCW

Zastosowanie

Materace przeznaczone są do wypoczynku oraz wykonywania ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, (fizykoterapia, masaż leczniczy, kinezyterapia).

SI IN EU 0014 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkola.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Materac przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

W rehabilitacji (leczeniu usprawniającym) prowadzonym w schorzeniach (zaburzeniach) CUN (centralnego układu nerwowego), np. mózgowie porażenie dziecięce, niedowłady spastyczne lub wiotkie, przepuklina oponowo-rdzeniowa, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, encefalopatiach, zespół Downa, dysfunkcje integracji sensorycznej: nadpobudliwość ruchowa, deficyty uwagi, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia organizacji zachowania.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń:

- wchodzące w zakres terapii metodami neurofizjologicznymi:
 - NDT – Bobath
 - integracji sensorycznej (SI)
 - ćwiczenia stymulujące do zmiany pozycji ułożeniowych wokół osi długiej, do pełzania, do
 - czworakowania, samodzielnego siadania, do przyjmowania pozycji stojącej.
 - ćwiczenia stymulujące do samodzielnego chodzenia i doskonalące stereotyp chodu.
 - ćwiczenia równoważne i koordynacyjne.
- w zaburzeniach postawy ciała, np. boczne skrzywienie kręgosłupa, pogłębiona kifoza piersiowa (plecy okrągłe), koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe.
- wchodzące w zakres leczenia (korygowania) postawy ciała:
 - ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne (symetryczne i asymetryczne).
 - ćwiczenia rozciągające mięśnie obręczy barkowej i biodrowej.
 - ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i korygujące ich ustawienie.
- w sporcie w ćwiczeniach ogólnorozwojowych kształtujących: zwinność, szybkość, gibkość, skoczność i równowagę.

UWAGA!

**WSZYSTKIE ĆWICZENIA – SZCZEGÓLNIE U DZIECI
Z ZABURZENIAMI NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO
I Z IDIOPATYCZNYMI BOCZNYMI SKRZYWIENIAMI KRĘGOSŁUPA
POWINNY BYĆ WYKONYWANE
POD NADZOREM WYKWALIFIKOWANEGO TERAPEUTY
LUB PO DOKŁADNYM INSTRUKTAŻU!**

Konserwacja

- Myć lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w roztworze wody z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Zalecenia

1. Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.