



## Zasada działania



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat – ryzyko zgniecenia.
1. Produkt przeznaczony do pracy indywidualnej.
2. Maksymalne obciążenie 50 kg.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Maglownica duża NS 9070

## Wiek

- 3+
- dzieci o wadze do 50 kg., wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej




Maglownica jest specjalnym urządzeniem stosowanym w terapii osób z zaburzeniami czucia głębokiego. Zapewnia stymulację układu proprioceptywnego. Całość wykonana ze sklejki i wyposażona w 6 wałków obitych pianką pokrytą tkaniną PCW. Zastosowane napinacze z gumy regulują siłę nacisku, którą można dostosować do potrzeb użytkownika.

## Specyfikacja

- wym. 37 x 115 x 67 cm
- 6 piankowych wałków pokrytych tkaniną PCW w kolorze niebieskim
- materiał: sklejka lakierowana, PCW, guma
- przeznaczenie: pomoc terapeutyczna.
- napinacze z gumy regulują siłę nacisku, którą można dostosować do potrzeb użytkownika
- waga 25 kg



## Zasada działania



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat – ryzyko zgniecenia.
1. Produkt przeznaczony do pracy indywidualnej.
2. Maksymalne obciążenie 50 kg.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Maglownica duża NS 9070

## Wiek

- 3+
- dzieci o wadze do 50 kg., wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej



Maglownica jest specjalnym urządzeniem stosowanym w terapii osób z zaburzeniami czucia głębokiego. Zapewnia stymulację układu proprioceptywnego. Całość wykonana ze sklejki i wyposażona w 6 wałków obitych pianką pokrytą tkaniną PCW. Zastosowane napinacze z gumy regulują siłę nacisku, którą można dostosować do potrzeb użytkownika.

## Specyfikacja

- wym. 37 x 115 x 67 cm
- 6 piankowych wałków pokrytych tkaniną PCW w kolorze niebieskim
- materiał: sklejka lakierowana, PCW, guma
- przeznaczenie: pomoc terapeutyczna.
- napinacze z gumy regulują siłę nacisku, którą można dostosować do potrzeb użytkownika
- waga 25 kg

