


Ta zabawka edukacyjna pozwala też w łatwy sposób zrozumieć podstawowe zjawisko fizyczne, jakim jest odbijanie światła.

Lustro wykonano z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania tworzywa. Przyrząd sprawdzi się także do doświadczeń własnego odbicia i odbić różnych przedmiotów w terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz do ćwiczeń logopedycznych.

Lustrzana taca będzie także niezastąpionym elementem wyposażenia każdego gabinetu logopedycznego. Akcesorium to jest przydatne do efektywnej pracy z dzieckiem. Dzięki niemu zarówno logopeda, jak i dziecko mogą dokonywać wzajemnej obserwacji ułożenia narządów podczas wykonywania ćwiczeń. Lustro nadaje się także jako pomoc podczas zadań polepszających emisję głosu i zapobiegających skurczom artykulatorów. Do takich ćwiczeń należy trening szerokiego i miękkiego otwierania i zamykania ust, a także wiele innych ćwiczeń emisyjnych. Dzięki tacy lustrzanej dziecko może samo zaobserwować pracę swojego aparatu mowy i poszczególnych narządów. Logopeda natomiast w obrazowy sposób może zwrócić uwagę dziecka na pewne zagadnienia i korygować natychmiast ewentualne nieprawidłowości.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!


1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



## Lustrzana taca NS 9089

### Wiek

- 3+



Taca lustrzana posiada dno zrobione z bezpiecznego tworzywa pleksi. Ścianki wykonane są z płyty MDF w kolorze miętowym. Pomoc lustrzana niezbędna do terapii logopedycznej, a także do układania przedmiotów i obserwacji ich odbicia.

### Specyfikacja produktu

- wymiar: 40 cm x 30 cm x 6 cm,
- materiał: pleksi, płyta MDF,
- kolor: miętowy.

Taca lustrzana sprawdzi się idealna w badaniu odbić i lustrzanych efektów w pomysłowej i kreatywnej zabawie z odzwierciedleniem interesujących kształtów i obiektów. Solidna konstrukcja z lustrzaną, bezpieczną podstawą zapewnia ostre, wyraźne i jasne odbicie.


Z lustrzaną tacą dziecko nie tylko zobaczy jak działają lustra, ale też może układać na niej zabawki i inne przedmioty, bo zobaczy na jakie różne sposoby będą pojawiły się odbicia w lustrze. Dziecko po ułożeniu przedmiotów może obserwować ich odbicia z różnej perspektywy. Doskonale sprawdzi się też w zrozumieniu pojęcia osi symetrii.

Dzięki lustrzanej zabawie dziecko nauczy się zasad działania luster i zobaczy różne zależności mające miejsce przy odbijaniu się obrazu.

Ta zabawka edukacyjna pozwala też w łatwy sposób zrozumieć podstawowe zjawisko fizyczne, jakim jest odbijanie światła.

Lustro wykonano z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania tworzywa. Przyrząd sprawdzi się także do doświadczeń własnego odbicia i odbić różnych przedmiotów w terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz do ćwiczeń logopedycznych.

Lustrzana taca będzie także niezastąpionym elementem wyposażenia każdego gabinetu logopedycznego. Akcesorium to jest przydatne do efektywnej pracy z dzieckiem. Dzięki niemu zarówno logopeda, jak i dziecko mogą dokonywać wzajemnej obserwacji ułożenia narządów podczas wykonywania ćwiczeń. Lustro nadaje się także jako pomoc podczas zadań polepszających emisję głosu i zapobiegających skurczom artykulatorów. Do takich ćwiczeń należy trening szerokiego i miękkiego otwierania i zamykania ust, a także wiele innych ćwiczeń emisyjnych. Dzięki tacy lustrzanej dziecko może samo zaobserwować pracę swojego aparatu mowy i poszczególnych narządów. Logopeda natomiast w obrazowy sposób może zwrócić uwagę dziecka na pewne zagadnienia i korygować natychmiast ewentualne nieprawidłowości.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!


1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



## Lustrzana taca NS 9089

### Wiek

- 3+



Taca lustrzana posiada dno zrobione z bezpiecznego tworzywa pleksi. Ścianki wykonane są z płyty MDF w kolorze miętowym. Pomoc lustrzana niezbędna do terapii logopedycznej, a także do układania przedmiotów i obserwacji ich odbicia.

### Specyfikacja produktu

- wymiar: 40 cm x 30 cm x 6 cm,
- materiał: pleksi, płyta MDF,
- kolor: miętowy.

Taca lustrzana sprawdzi się idealna w badaniu odbić i lustrzanych efektów w pomysłowej i kreatywnej zabawie z odzwierciedleniem interesujących kształtów i obiektów. Solidna konstrukcja z lustrzaną, bezpieczną podstawą zapewnia ostre, wyraźne i jasne odbicie.

Z lustrzaną tacą dziecko nie tylko zobaczy jak działają lustra, ale też może układać na niej zabawki i inne przedmioty, bo zobaczy na jakie różne sposoby będą pojawiły się odbicia w lustrze. Dziecko po ułożeniu przedmiotów może obserwować ich odbicia z różnej perspektywy. Doskonale sprawdzi się też w zrozumieniu pojęcia osi symetrii.

Dzięki lustrzanej zabawie dziecko nauczy się zasad działania luster i zobaczy różne zależności mające miejsce przy odbijaniu się obrazu.