

Specyfikacja produktu

- Ilość: 1 szt..
- Średnica: 24 cm.
- Materiał: welur.
- 3 kulki wewnątrz.

Korzyści płynące ze stosowania labiryntu sensorycznego

- zmniejszenie napięcia mięśni,
- relaksacja,
- niwelowanie zaburzeń integracji sensorycznej,
- ćwiczenia antystresowe,
- poprawa koncentracji,
- ćwiczenie skupienia uwagi,
- poszukiwanie rozwiązań,
- stymulacja zmysłu dotyku,
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- wsparcie małej motoryki,
- doskonała zabawa.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy.
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ślimak. Sensoryczny labirynt US 0498



Wiek

- 2 mies.+

Miękki, sensoryczny ślimak, którego muszla pełni funkcję labiryntu. Pomiędzy dwiema warstwami tkaniny umieszczono dwie kulki, które należy przemieszczać przez labirynt przesuwając je palcami.

Labirynt sensoryczny ślimak wyposażony jest w trzy kulki wewnątrz materiału, które trzeba przecisnąć przez labirynt. Dzieci muszą używać swoich palców do przepchnięcia kulek wzdłuż wyznaczonego toru, aż kulki dotrą na drugi koniec labiryntu. Takie ćwiczenia wzmacniają mięśnie palców, koordynację wzrokowo-ruchową, ale także poprawiają umiejętności skupiania się i koncentracji. Dlatego labirynt sensoryczny doskonale nadaje się do stymulacji sensorycznej. Labirynt ma skuteczne działanie relaksacyjne i terapeutyczne. Kształt ślimaka sprawia, że labirynt wyróżnia się i zachęca do użycia. Głównym jego zadaniem jest pobudzanie receptorów czuciowych. Labirynt sensoryczny doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju terapiach integracji sensorycznej. Zabawa wspierana odpowiednio dobranymi ćwiczeniami sensorycznymi rozwija u dzieci umiejętność rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Systematyczne ćwiczenia z labiryntem poprawią funkcje czuciowe dziecka. Celem takich działań jest pobudzenie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju małej motoryki.

Specyfikacja produktu

- Ilość: 1 szt..
- Średnica: 24 cm.
- Materiał: welur.
- 3 kulki wewnątrz.

Korzyści płynące ze stosowania labiryntu sensorycznego

- zmniejszenie napięcia mięśni,
- relaksacja,
- niwelowanie zaburzeń integracji sensorycznej,
- ćwiczenia antystresowe,
- poprawa koncentracji,
- ćwiczenie skupienia uwagi,
- poszukiwanie rozwiązań,
- stymulacja zmysłu dotyku,
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- wsparcie małej motoryki,
- doskonała zabawa.




nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy.
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ślimak. Sensoryczny labirynt US 0498



Wiek

- 2 mies.+

Miękki, sensoryczny ślimak, którego muszla pełni funkcję labiryntu. Pomiędzy dwiema warstwami tkaniny umieszczono dwie kulki, które należy przemieszczać przez labirynt przesuwając je palcami.

Labirynt sensoryczny ślimak wyposażony jest w trzy kulki wewnątrz materiału, które trzeba przecisnąć przez labirynt. Dzieci muszą używać swoich palców do przepchnięcia kulek wzdłuż wyznaczonego toru, aż kulki dotrą na drugi koniec labiryntu. Takie ćwiczenia wzmacniają mięśnie palców, koordynację wzrokowo-ruchową, ale także poprawiają umiejętności skupiania się i koncentracji. Dlatego labirynt sensoryczny doskonale nadaje się do stymulacji sensorycznej. Labirynt ma skuteczne działanie relaksacyjne i terapeutyczne. Kształt ślimaka sprawia, że labirynt wyróżnia się i zachęca do użycia. Głównym jego zadaniem jest pobudzanie receptorów czuciowych. Labirynt sensoryczny doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju terapiach integracji sensorycznej. Zabawa wspierana odpowiednio dobranymi ćwiczeniami sensorycznymi rozwija u dzieci umiejętność rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Systematyczne ćwiczenia z labiryntem poprawią funkcje czuciowe dziecka. Celem takich działań jest pobudzenie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju małej motoryki.