



Materacyk do domku lustrzanego NS 3143

Wiek

- 6 mies.+

Miękki materac przeznaczony do ułożenia we wnętrzu domku lustrzanego. Pokrowiec odpinany na suwak.



Specyfikacja

- wymiar: 94,5 cm x 92 cm x 4 cm.
- pokrycie: tkanina oxford.
- wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości.
- kolor: niebieski.
- przeznaczenie: pomoc terapeutyczna.

Miękki i lekki materac. Może pełnić funkcję miękkiego podłoża izolując ćwiczące lub odpoczywające dziecko od chłodnego podłoża.

Materac tworzy miękką przestrzeń rehabilitacyjną, po której można chodzić, toczyć się i pełzać. Jest bardzo przydatny do doskonalenia umiejętności motorycznych.



SI IN NS 3143 03/23



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Materac ożywi każde wnętrze oraz zachęci dzieci do zabawy. Bardzo łatwy w dezynfekcji i w utrzymaniu czystości.

Materac można wykorzystać na zajęciach rehabilitacyjnych, sensorycznych, gimnastycznych, a także w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaburzenia integracji sensorycznej są wynikiem tego, że mózg dziecka ma problem z odpowiednim odbiorem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych. Prawidłowo dobrana terapia z wykorzystaniem materaca pomaga dzieciom w łatwy sposób poprawić funkcjonowanie w życiu codziennym. Materac może być wykorzystywany w trakcie różnych ćwiczeń, podczas zabiegów oraz odpoczynku. Materac świetnie sprawdza się w rehabilitacji ogólnej oraz gimnastyce korekcyjnej. Polecany jest także dla dzieci. Wykorzystanie materacu podczas zabawy, znacznie wspiera rozwój dużej motoryki. Materac to niezbędny element w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, gabinecie masażu czy też szkole i przedszkolu.

Ćwiczenia z wykorzystaniem materacu mają na celu pobudzenie i poprawę kondycji psychicznej i fizycznej u dzieci, a także gwarantują dzieciom wspianą zabawę i wypoczynek.

Terapia gimnastyczna z wykorzystaniem materaca poprawia: kontrolę i płynność ruchów, reakcje posturalne, planowanie ruchu, świadomość ciała, somatognozę, napięcie mięśniowe, koordynację ruchową, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję dotykową.

Zabawa wspierana odpowiednio dobranymi aktywnościami sensorycznymi rozwija u dzieci zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i infor-



macji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Systematyczne ćwiczenia z materacem poprawią funkcje czuciowe dziecka. Celem takich działań jest pobudzenie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych.

Korzystanie z materaca wzmacnia również sprawność motoryczną dziecka – przede wszystkim motorykę dużą. Motoryka duża to priorytet w rozwoju ruchowym dziecka. Jest to pierwszy i nadrzędny etap rozwoju ruchowego, a im więcej ćwiczeń w formie ruchu będzie wykonywało dziecko, tym łatwiej przyjdzie mu wykonywanie zadań wymagających innych sprawności. Motoryka duża obejmuje wszelkie ruchy, które angażują całe ciało lub jego większą część.

łatwe czyszczenie: wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką.

Nie wystawiaj na długotrwałe działanie promieni słonecznych i innych warunków atmosferycznych.